

Поликлональное Антитело Кролика Против Rab1A Для Вестерн-Блота, If/Icc, Ифа - P62820

Артикул: CM0013224



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RAB1A (NP_004152.1). Валидировано для Вестерн-блота, IF/ICC, ИФА; реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Подходит для исследований траффика из ЭПР в Гольджи и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB1A кроличье пАб
Примечания/алиасы	RAB1; YPT1; RAB1A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5861
ID гена	5861
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого RAB1A (NP_004152.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P62820
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Айс-бокс