


Антитело Кролика Против Rab1B (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9H0U4

Артикул: CM0027961



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого RAB1B (NP_112243.1), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходит для обнаружения RAB1B в образцах человека и мыши, молекулярный вес 22 кДа. Идеально подходит для изучения внутриклеточного мембранного транспорта и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KO] RAB1B кролик rAb
Примечания/Псевдоним	RAB1B
Вид	Человек
ID гена (Человек)	81876
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 7-201 человеческого RAB1B (NP_112243.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9H0U4
Молекулярный вес белка	22kDa
Доставка	Сумка со льдом