


Кроличья Поликлональная Антитело Против Rab1B Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицх (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9H0U4

Артикул: CM0022199



введение

Кроличья поликлональное антитело против человеческого RAB1B (белок Rab-1B, родственный gas). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходит для изучения транспорта между ЭПР и аппаратом Гольджи, аутофагии и сигнальных путей ГТФаз.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	RAB1B Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RAB1B; белок Rab-1B, родственный gas
Вид	Человек
GeneID (Человек)	81876
GeneID	81876
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 7-201 человеческого RAB1B (NP_112243.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0U4
Молекулярный вес белка	22кДа
Доставка	В ледяном пакете