


Поликлональное Кроличье Антитело Против Rab21 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9UI25

Артикул: CM0015262



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого RAB21 (родственный Ras белок Rab-21), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживает эндогенный RAB21 в образцах человека, мыши и крысы с молекулярной массой около 24 кДа. Идеально подходит для исследований мембранного транспорта, рециркуляции интегринов и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RAB21
Примечания/синоним	RAB21
Вид	Человек
GeneID (человек)	23011
GeneID	23011
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UL25
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом