

Кроличья Моноклональная Антитело К Rab22A Для Wb, Ip, Elisa - Q9UI26

Артикул: CM0006818

введение

Кроличья моноклональная антитело к RAB22A, валидированная для WB, IP, ELISA у человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген (aa 1-100). Нацелена на Ras-связанный белок Rab-22A — ключевую ГТФазу эндоцитозного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB22A кроличья mAb
Примечания/псевдонимы	RAB22A; ras-related protein Rab-22A
Вид	Человек
ID гена (человек)	57403
ID гена	57403
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого RAB22A (NP_065724.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9UL26
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом