


Кроличья Поликлональная Антитело К Rab23 Для Вб, Ифа — Q9ULC3

Артикул: CM0027637



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому RAB23 для вестерн-блота и ИФА. Валидировано для образцов человека, мыши и крысы. Нацелено на белок массой 27 кДа, участвующий в цилиарном траффике и сигналинге хеджhog.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB23 кроличья пАт
Примечания/Альтернативные названия	HSPC137; RAB23
Вид	Человек
GeneID (человек)	51715
GeneID	51715
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULC3
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Аккумулятор холода