

Поликлональное Антитело Anti-Rab24 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунопреципитации (Ip), Elisa - Q969Q5

Артикул: CM0026655

введение

Поликлональное антитело кролика Anti-RAB24, валидированное для WB, IP, ELISA на образцах человека, мыши, крысы. Нацелено на Ras-родственный белок Rab-24 (UniProt Q969Q5), участвующий в аутофагии и внутриклеточном мембранном трафике. Идеально для исследований в области ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB24 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	RAB24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	53917
GeneID	53917
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-203 белка RAB24 человека (NP_001026847.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q969Q5
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом