


Поликлональное Антитело Кролика Против Rab26 Для Wb, Elisa - Q9Ulw5

Артикул: CM0024448



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого RAB26, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с человеком, мышью и крысой. Нацелено на ключевой регулятор везикулярного трафика, идеально подходит для исследований в нейронауках и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB26 Кроличье pAb
Примечания/Алиас	V46133; RAB26
Вид	Человек
GeneID (Человек)	25837
GeneID	25837
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-60 человеческого RAB26 (NP_055168.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9ULW5
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В пакете со льдом