

Поликлональные Антитела Против Rab27A (С Валидацией Kd) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк, Ифа - P51159

Артикул: CM0020176



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против RAB27A (с валидацией KD), для Вестерн-блоттинга (WB), ИФ/ИЦК, ИФА. Обнаруживают человеческий и мышиный RAB27A. Идеально подходят для изучения внутриклеточного транспорта, экзоцитоза и функций иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[С валидацией KD] Кроличьи pAb против RAB27A
Примечания/Псевдоним	GS2; RAM; RAB27; HsT18676; [С валидацией KD] RAB27A
Вид	Человек
GeneID	5873
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-221 человеческого RAB27A (NP_899057.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P51159
Молекулярный вес белка	25 кДа
Доставка	В ледяном пакете