

Поликлональное Антитело Против Rab27В Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - O00194

Артикул: CM0014910



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий RAB27B, подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышинным белком. Исследуйте GTPase-зависимый мембранный трафик, динамику эндосом и аксональный транспорт. – O00194

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB27B Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	C25KG; RAB27B
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5874
GeneID	5874
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-218 человеческого RAB27B (NP_004154.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00194
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	В пакете со льдом