


Кроличья Поликлональная Антитела Против Rab28 Для Вб, Ифа - P51157

Артикул: CM0022222



введение

Кроличья поликлональная антитела к RAB28, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелена на человеческий RAB28 — небольшую ГТФазу, участвующую в мембранном трафике и отслоении наружного сегмента колбочковых клеток. Подходит для исследовательских приложений в области IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB28 Rabbit pAb
Примечания/Альясы	CORD18; RAB28
Вид	Человек
ID гена (человек)	9364
ID гена	9364
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51157
Молекулярная масса белка	25кДа
Доставка	Холодильный пакет