


Поликлональное Антитело Против Rab2A Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P61019

Артикул: CM0020419



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RAB2A (Ras-родственный белок Rab-2A). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Регулирует транспорт между ЭПР и аппаратом Гольджи, а также аутофагию. Только для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB2A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	LHX; RAB2; RAB2A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5862
ID гена	5862
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-212 человеческого белка RAB2A (NP_002856.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61019
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом