

Поликлональное Антитело Против Rab31 Для Вб, Ифа - Q13636

Артикул: CM0030431



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого RAB31 (Rab22B) для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Валидировано с использованием рекомбинантного иммуногена. Изучите роль этой Rab ГТФазы в функции Гольджи и эндоцитозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB31 кроличье пАт
Примечания/алиасы	Rab22B; RAB31
Вид	Человек
ID гена (человек)	11031
ID гена	11031
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-195 человеческого RAB31 (NP_006859.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13636
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодовой пакет