

Поликлональное Антитело Кролика Против Rab33A (Rabs10) Для Вб И Ифа — Q14088

Артикул: CM0020771

введение

Поликлональное антитело кролика к человеческому RAB33A, валидированное для вестерн-блота и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белку. Идеально подходит для изучения формирования аутофагосом и мембранного трафика в лимфоидных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB33A кролик pAb
Примечания/Альтернативные названия	RabS10; RAB33A
Вид	Человек
GeneID (человек)	9363
GeneID	9363
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 118-237 человеческого RAB33A (NP_004785.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14088
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовой пакет