


Поликлональные Антитела Против Rab38 Для Вб, Ифа — P57729

Артикул: CM0022288



введение

Поликлональные антитела, полученные против человеческого RAB38 (NY-MEL-1) для вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с человеком, мышью и крысой; определяют полосу 24 кДа. Полезны для исследований биогенеза меланосом и внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB38 кроличья pAb
Примечания/синонимы	rrGTPbp; NY-MEL-1; RAB38
Вид	Человек
GeneID (человек)	23682
GeneID	23682
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57729
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодильный пакет