

Поликлональное Антитело Anti-Rab3Gap1 Для Wb, Elisa — Q15042

Артикул: CM0018854



введение

Кроличье поликлональное антитело к RAB3GAP1, валидированное для WB и ELISA у человека, мыши и крысы. Каталитическая субъединица комплекса Rab3GAP, участвующая в нейроразвитии и внутриклеточном транспорте.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к RAB3GAP1
Примечания/синонимы	P130; MARTS2; WARBM1; RAB3GAP; RAB3GAP130; RAB3GAP1
Вид	Человек
GeneID (человек)	22930
GeneID	22930
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 500–780 человеческого RAB3GAP1 (NP_001165906.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15042
Молекулярная масса белка	111 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом