

Кроличыи Поликлональные Антитела К Rab3Gap2 Для Wb И Elisa - Q9H2M9

Артикул: CM0022007



введение

Кроличыи поликлональные антитела к RAB3GAP2 (p150), рекомендованные для методов WB и ELISA. Обладают перекрестной реактивностью с образцами человека и крысы. Идеально подходят для изучения регуляции Rab ГТФаз, везикулярного транспорта и процессов нейроразвития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB3GAP2 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	p150; SPG69; MARTS1; WARBM2; RAB3GAP150; RAB3-GAP150; RAB3GAP2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	25782
Идентификатор гена	25782
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9H2M9
Молекулярная масса белка	156 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом