


Кроличье Моноклональное Антитело Против Rab45 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Iz41

Артикул: CM0006777



введение

Кроличье моноклональное антитело CamelBio против RAB45 (клон RAB45, иммуноген: N-концевые 1-120 а.к.) валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с перекрестной реактивностью на человеческий и мышинный белки. Идеально подходит для изучения динеин-зависимого транспорта, эндосомального траффика и исследований меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB45 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TSG; RAB45
Вид	Человек
ID гена (Человек)	158158
ID гена	158158
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-120 человеческого RAB45 (NP_689786.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q8IZ41
Молекулярный вес белка	83кДа
Доставка	Сумка со льдом