


Моноклональное Антитело Против Rab4A Для Вестерн-Блоттинга - P20338

Артикул: CM0010825



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок RAB4A (P20338). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинному белку. Идеально для изучения внутриклеточного транспорта, сигналинга VEGFR2 и эндосомальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	RAB4A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	RAB4; HRES1; HRES-1; HRES-1/RAB4; RAB4A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5867
GeneID	5867
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P20338
Молекулярная масса белка	24 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом