

Моноклональное Антитело Против Rab5A Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - P20339

Артикул: CM0007442



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого RAB5A, ключевого регулятора эндосомального транспорта. Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ (Парафин) и ИФА; перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований эндоцитарного транспорта и слияния мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB5A Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RAB5A; RAB5; белок, родственный ras, Rab-5A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5868
ID гена	5868
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 115-215 человеческого RAB5A (NP_004153.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20339
Молекулярный вес белка	22кДа/23кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент