

Поликлональное Антитело Кролика Против Rab5A Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20339

Артикул: CM0013349



введение

Поликлональное антитело кролика к RAB5A (P20339), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Направлено на регулятор трафика ранних эндосом RAB5A; идеально подходит для изучения мембранного трафика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB5A Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	RAB5; RAB5A
Вид	Человек
ID гена (человек)	5868
ID гена	5868
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-215 человеческого RAB5A (NP_004153.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P20339
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Хладопакет