

Поликлональные Кроличьи Антитела К Rab5B Для Вб, If/Icc, If-P, Ифа — P61020

Артикул: CM0026021



введение

Поликлональные кроличьи антитела к RAB5B, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IF-P и ИФА в образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на белок Rab-5B, связанный с Ras — ключевой регулятор раннего эндоцитоза, необходимый для исследований динамики мембран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB5B кроличьи пКл АТ
Примечания/алиасы	RAB5B
Вид	Человек
ID гена (человек)	5869
ID гена	5869
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого RAB5B (NP_002859.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61020
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодильный пакет