


Поликлональные Антитела Против Rab5C Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P51148

Артикул: CM0022904



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RAB5C (SWISS P51148) для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Иммуноген: рекомбинантный белок слияния, соответствующий аминокислотам 1-216. Перекрестная реакция с человеком; молекулярная масса белка 23 кДа. Идеально подходят для исследований эндоцитарного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB5C Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5878
ID гена	5878
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-216 человеческого RAB5C (NP_958842.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51148
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент