


Кроличья Моноклональная Антитела Против Rab5C / Rabl Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P51148

Артикул: CM0003225



введение

Кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий RAB5C/RABL, подходит для WB, IF/ICC, IP, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Молекулярная масса: 23 кДа. Идеально подходит для исследования раннего эндоцитоза траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB5C / RABL кроличья мкАт
Примечания/псевдонимы	RABL; L1880; RAB5L; RAB5CL; RAB5C / RABL
Вид	Человек
GeneID (человек)	5878
GeneID	5878
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот от 2 до 216 человеческого RAB5C / RABL (P51148)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51148
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Ледяной пакет