

Моноклональное Антитело Против Rab7 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P51149

Артикул: CM0005828



введение

Мышиное моноклональное антитело к человеческому белку RAB7, подходит для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ELISA. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Важно для изучения эндо-лизосомального транспорта и связанных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное моноклональное антитело к RAB7
Примечания/Альтернативные названия	RAB7; CMT2B; PRO2706
Вид (специфичность)	Человек
Gene ID (Human)	7879
Gene ID	7879
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 108-207 человеческого белка RAB7 (NP_004628.4).
Источник (хозяин)	Мышь
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51149
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом