

Поликлональные Антитела Против Rab7 Для Вб, Ип, Ифа - P51149

Артикул: CM0013815



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против RAB7 (белок Rab-7a, связанный с Ras), валидированные для ВБ, ИП, ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований эндосомального траффика, аутофагии и везикулярного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB7 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	RAB7; CMT2B; PRO2706
Вид	Человек
GeneID (человек)	7879
GeneID	7879
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-207 человеческого RAB7 (NP_004628.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51149
Молекулярная масса белка	23кДа
Доставка	Холодовой пакет