

Кроличьи Моноклональные Антитела К Анти-Rab7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Иф/Исс (If/Icc), Иhc-P, Ифа (Elisa) - P51149

Артикул: CM0003289



введение

Рекомбинантные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого RAB7. Валидированы для WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA; реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Необходимы для изучения эндосомального транспорта; подходят для разработки диагностических тестов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB7 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	RAB7; CMT2B; PRO2706
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7879
GeneID	7879
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 108-207 человеческого RAB7 (NP_004628.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51149
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент