

## Кроличыи Поликлональные Антитела К Rab7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P51149

Артикул: CM0017673



### введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против человеческого RAB7 (белок Rab-7a, связанный с Ras). Валидированы для WB и ELISA, перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для изучения эндо-лизосомального транспорта, аутофагии и болезни Шарко-Мари-Тута.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | RAB7 кролик pAb                                                                                                                                |
| Примечания/Псевдоним      | RAB7; CMT2B; PRO2706                                                                                                                           |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                        |
| GeneID (человек)          | 7879                                                                                                                                           |
| GeneID                    | 7879                                                                                                                                           |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-207 человеческого RAB7 (NP_004628.4). |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                                        |
| Применение                | WB, ELISA                                                                                                                                      |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                           |
| SWISS                     | P51149                                                                                                                                         |
| Молекулярный вес белка    | 23кДа                                                                                                                                          |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                                 |