


Моноклональное Антитело Против Rab8A Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P61006

Артикул: CM0002670



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий RAB8A (MEL, RAB8). Валидировано для применения в WB, IF/ICC, IP, ELISA; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным гомологом. Подходит для исследований внутриклеточного трафика, цилиогенеза и аутофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB8A кроличье мкАт
Примечания/алиасы	MEL; RAB8; RAB8A
Вид	Человек
GeneID (человек)	4218
GeneID	4218
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-207 человеческого RAB8A (P61006).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P61006
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	Холодильный пакет