


Кроличья Поликлональная Антитела Против Rab8A Для Вестерн1 Блоттинга, If/Icc, Elisa - P61006

Артикул: CM0019214



введение

Кроличьи поликлональные антитела RAB8A, валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ELISA. Распознают человеческий, мышинный, крысиный RAB8A (24 кДа). Идеальны для изучения внутриклеточного транспорта, цилиогенеза, аутофагии и поляризации эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против RAB8A
Примечания/Алиасы	MEL; RAB8; RAB8A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4218
GeneID	4218
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-207 человеческого RAB8A (NP_005361.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P61006
Молекулярная масса белка	24 кДа
Доставка	В пакете со льдом