

Моноклональное Антитело Против Rab9A Для ВБ, Иф/Икк, Ифа — P51151

Артикул: CM0009118



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому RAB9A, валидированное для ВБ, ИФ/ИКК, ИФА. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. RAB9A является ключевым регулятором трафика эндосом в ТГН. Идеально подходит для исследований внутриклеточного транспорта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB9A кроличье мкАт
Примечания/синонимы	RAB9; RAB9A
Вид	Человек
ID гена (человек)	9367
ID гена	9367
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в районе аминокислот 1-100 человеческого RAB9A (NP_004242.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51151
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Холодильный пакет