

Моноклональное Антитело Anti-Rab9P40 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q7Z6M1

Артикул: CM0003464

введение

Рекомбинантное моноклональное антитело кролика, специфичное к человеческому белку RAB9P40 (эффектор Rab9 p40), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения транспорта из эндосом в сеть транс-Гольджи при разработке диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAB9P40 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	p40; RAB9P40; bA65N13.1
Вид	Человек
ID гена	10244
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 273-372 человеческого белка RAB9P40 (Q7Z6M1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z6M1
Молекулярная масса белка	41 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом