

Поликлональное Антитело К Rabac1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ui14

Артикул: CM0019494

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок RABAC1 (PRA1), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Полезно для исследований везикулярного транспорта в аппарате Гольджи и регуляции Rab-белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RABAC1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	PRA1; YIP3; PRAF1; RABAC1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10567
ID гена	10567
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-185 человеческого белка RABAC1 (NP_006414.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UI14
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом