

Поликлональные Антитела Против Rabggta Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ифа - Q92696

Артикул: CM0024484

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RABGGTA (субъединица альфа раб-геранилгеранилтрансферазы), валидированные для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, ИФА. Перекрестная реакция с человеческим, мышиным, крысиным белками. Подходят для изучения пренилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RABGGTA кролик pAb
Примечания/Псевдоним	PTAR3; RABGGTA
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5875
ID гена	5875
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-360 человеческого RABGGTA (NP_878256.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92696
Молекулярный вес белка	65кДа
Доставка	Сумка со льдом