

Поликлональные Антитела Против Rabggtb Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P53611

Артикул: CM0019057



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого RABGGTB (бета-субъединица геранилгеранилтрансферазы типа 2). Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; проявляют перекрестную реакцию с мышинным и крысиным белком. Подходят для исследований пренилирования и внутриклеточного траффика.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RABGGTB кроличьи поликлональные антитела
Примечания/алиасы	GGTB; RABGGTB
Вид	Человек
GeneID (человек)	5876
GeneID	5876
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-331 человеческого RABGGTB (NP_004573.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53611
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	Холодовая упаковка