

Поликлональное Антитело Кролика Против Rabl3 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Ифа - Q5HyI8
Артикул: CM0018719

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого RABL3 (PNCA5), валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши. Нацелено на малую GTPазу, участвующую в сигналинге KRAS и цилиогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против RABL3
Примечания/Альтернативные названия	PNCA5; RABL3
Вид	Человек
ID гена	285282
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-236 человеческого RABL3 (NP_776186.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q5HYI8
Молекулярная масса белка	26 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом