


Поликлональное Антитело Против Rac Gtpase-Activating Protein 1 (Rgap1) Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Иф (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q9H0H5

Артикул: CM0027125



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого RGAP1 (Rac GTPase-activating protein 1), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживает RGAP1 человека, мыши и крысы; прогнозируемая молекулярная масса 71 кДа. Подходит для исследований клеточного цикла и цитокинеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RGAP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29127
ID гена	29127
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 353-632 человеческого RGAP1 (NP_001119576.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H0H5
Молекулярный вес белка	71 кДа
Доставка	С ледяным пакетом