


Поликлональные Кроличьи Антитела Против Rac1/2/3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63000 / P15153 / P60763

Артикул: CM0028674



введение

Поликлональные кроличьи антитела против Rac1/2/3, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA на человеке, мыши, крысе. Мишени: Rac1, Rac2, Rac3 (P63000/P15153/P60763). Идеально подходят для исследований миграции клеток и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rac1/2/3 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	MIG5; MRD48; Rac-1; TC-25; p21-Rac1; Rac1/2/3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5879/ 5880/ 5881
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-192 человеческого Rac1/2/3 (NP_008839.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63000/P15153/P60763
Молекулярный вес белка	21кДа
Доставка	Сумка со льдом