

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Rac2 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P15153

Артикул: CM0015565



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого RAC2 (p21-Rac2), предназначенное для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Выявляет эндогенный RAC2 в гемопоэтических клетках; идеально подходит для исследований NADPH-оксидазы, фагоцитоза и передачи сигналов GTPаз.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RAC2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Gx; EN-7; IMD73A; IMD73B; IMD73C; HSPC022; p21-Rac2; RAC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	5880
GeneID	5880
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1–192 человеческого RAC2 (NP_002863.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15153
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия транспортировки	Хладоэлемент