


Кроличья Поликлональная Анти-Rac3 Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P60763

Артикул: CM0026539



введение

Кроличье поликлональное антитело (PAb) против RAC3 для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Валидировано на образцах человека и мыши. Нацелено на малую ГТФазу RAC3, участвующую в распластывании клеток и динамике актина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против RAC3
Примечания/Альтернативные названия	RAC3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5881
ID гена	5881
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-192 человеческого RAC3 (NP_005043.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P60763
Молекулярная масса белка	21 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом