

Моноклональное Анти-Rack1 Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P63244

Артикул: CM0010972



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого RACK1 (P63244), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Полезно для исследований трансляции, сигнальных путей и клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	RACK1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	10399
ID гена	10399
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 220-310 человеческого RACK1 (P63244).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63244
Молекулярный вес белка	35кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент