

Анти-Rack1 Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, If/Icc, Elisa - P63244

Артикул: CM0019032



введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого RACK1 (GNB2L1), валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения сигнальных путей, трансляции и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	RACK1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	H12.3; HLC-7; PIG21; GNB2L1; Gnb2-rs1; RACK1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10399
GeneID	10399
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-290 человеческого RACK1 (NP_006089.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P63244
Молекулярный вес белка	35 кДа
Доставка	Сумка со льдом