


Моноклональное Антитело Против Rad18 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Ns91

Артикул: CM0004112



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к Rad18 для приложений Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований пострепликационного восстановления ДНК и повреждений ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Rad18
Примечания/алиасы	RNF73; Rad18
Вид	Человек
GeneID (человек)	56852
GeneID	56852
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 1-100 Rad18 человека (Q9NS91)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9NS91
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Холодильный пакет