


Анти-Rad Rad18 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Ns91

Артикул: CM0027121



введение

CamelBio предлагает анти-RAD18 кроличью поликлональное антитело, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, нацеленное на человеческий E3 убиквитин-протеин-лигазу RAD18 (RNF73). Необходимо для исследований по пострепликативной репарации и повреждению ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Rad18 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	RNF73; Rad18
Вид	Человек
ID гена (Человек)	56852
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-495 человеческого Rad18 (NP_064550.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NS91
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом