

Анти-Rad21 Кроличий Моноклональный Антитело Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa), Chip, Chip-Seq - O60216

Артикул: CM0002297



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело против человеческого Rad21, валидированное для WB, ELISA, ChIP и ChIP-seq. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для изучения когезина, клеточного цикла и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad21 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Вид	Человек
GeneID	5885
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 532-631 человеческого Rad21 (O60216).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA, ChIP, ChIP-seq
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60216
Молекулярный вес белка	72 кДа
Доставка	С ледяным пакетом