

Моноклональное Антитело Anti-Rad23A Для Wb, If/Icc, Elisa — P54725

Артикул: CM0008889



введение

Кроличье мАб к Rad23A, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Распознаёт Rad23A человека и мыши (HR23A).
Исследовательский сырьевой материал для ИВД для изучения репарации ДНК, деметилирования гистонов и протеасомной деградации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к Rad23A
Примечания/синонимы	HR23A; HHR23A; Rad23A
Вид	Человек
Идентификатор гена	5886
Иммуноген	Синтетический пептид[Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200–300 человеческого Rad23A (P54725).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P54725
Молекулярная масса белка	40 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом