

Поликлональная Антитела Кролика Против Rad23A Для Вб, Ифа - P54725

Артикул: CM0019618



введение

Поликлональная антитело кролика против Rad23A, валидированная для применения в Вестерн-блоттинге (ВБ) и ИФА. Реагирует с образцами человека и мыши; иммуноген соответствует полноразмерному белку Rad23A человека. Подходит для исследований репарации ДНК и деметилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad23A кроличья пАб
Примечания/Алиасы	HR23A; NHR23A; Rad23A
Вид	Человек
GeneID (человек)	5886
GeneID	5886
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-363 человеческого Rad23A (NP_005044.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54725
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Ледяной пакет