


Поликлональные Антитела Против Rad50 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q92878

Артикул: CM0015985



введение

Поликлональные антитела против Rad50 для WB, IHC-P, ELISA; обнаруживают человеческий и мышинный RAD50, ключевой белок репарации ДНК. Подходят для исследований в области онкологии и изучения геномной стабильности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad50 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10111
GeneID	10111
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-270 человеческого Rad50 (NP_005723.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q92878
Молекулярный вес белка	154кДа
Доставка	Сумка со льдом