


Анти-Rad50 Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Elisa - Q92878

Артикул: CM0008155



введение

Высокоспецифичное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого RAD50, валидированное для WB и ELISA. Перекрестно реагирует с RAD50 мыши и крысы. Идеально подходит для исследований репарации ДНК и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad50 кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Вид	Человек
ID гена	10111
Иммуноген	Синтетический пептид (а.а. 1200-1300 человеческого Rad50, Q92878)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92878
Молекулярный вес белка	154кДа
Доставка	Сумка со льдом