


Кроличья Поликлональная Антитела Против Rad50 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - Q92878

Артикул: CM0026386



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого белка RAD50, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА. Реагируют с белками человека, мыши и крысы. Нацелены на ключевой белок репарации ДНК в MRN-комплексе, важный для геномной стабильности и исследований рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rad50 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10111
GeneID	10111
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого белка Rad50 (NP_005723.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-П), Иммунопреципитация (IP), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92878
Молекулярная масса белка	154 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом